

Caratteristica del prodotto:
Alta precisione Measurement
Misurazione orale
Super-Size LCD urlo
Cicalino che ricorda funzione



La temperatura corporea basale (BBT) consiste di due fasi con il giorno di ovulazione e più su dopo ovulazione. 1 o 2 giorni dopo l'ovulazione la temperatura si sposta nell'alta gamma e rimane lì per circa 2 settimane. E poi scende prima delle mestruazioni. I cambiamenti nel BBT della persona possono essere capiti registrando il BBT durante parecchi mesi.
Copia la tabella basale di temperatura corporea sul lato inverso per registrare il vostro BBT.

Measure basal temperature, can get the "comfortable pregnancy" time



Basal temperature is referred to Body temperature has not been measured by the effects of exercise or diet.

It is usually the lowest temperature in the body around the day and night, while the basic body temperature of women is usually in the range of 0.3°C-0.5°C.

The cold day before the high temperature period is the ovulation day

Step1.

Premere il pulsante on/off accanto al display LCD. Un tono suonerà come lo schermo mostra, seguita da ultima temperatura di memoria.

Dopo aver mostrato la temperatura di auto-test, il termometro è ora in modalità di test.

* Nota: se la temperatura misurata è inferiore a 32 °C o 90 °F, il display LCD visualizzerà lo, se la temperatura misurata è superiore a 42.9 °C o 109,9 °F, l'LCD visualizzerà Hi.

Step2. Posizionare il termometro nella posizione desiderata (bocca)

a) uso orale: posizionare il termometro sotto la linguetta come indicato dalla posizione "v". Chiuda la vostra bocca e respiri uniformemente attraverso il naso per impedire la misura dall'essere influenzata dall'aria inalata/esalata. Temperatura normale tra 35,7 °C e 37,3 °C (96.3 °F e 99,1 °F)

Step3.

Il segno di laurea lampeggia durante il processo di test. Quando lampeggia interrompe l'allarme emette un segnale acustico di circa 10 secondi. La lettura misurata apparirà sullo schermo LCD simultaneamente. Il tempo minimo di misura fino a quando il segnale acustico (beep) deve essere mantenuto senza eccezioni. La misurazione continua anche dopo la notifica del buzzer. La temperatura visualizzata non cambia quando il termometro viene rimosso dalla sua posizione di prova.

Passo.

Per prolungare la durata della batteria, premere il pulsante on/off per spegnere l'unità dopo aver completato il test. Se non viene intrapresa alcuna azione, l'unità si spegnerà automaticamente dopo around 10 minuti.

Conservare il termometro nella sua custodia protettiva.

Product information



name	thermometer	range	32—43°C
model	JT002BTS	humidity	-20°C+60°C ≤ 85%RH
detector	thermistor	weight	15g (included battery)
temperature	Four digit display	size	20mm*130mm*13mm
accuracy	±0.05°C (36-39°C) ±0.2°C (32-35.99°C, 39.01-43°C) ±0.1°F (96.8-102.20°F) ±0.4°F (89.6-96.78°F, 102.2-107.6°F)		

Measure in a room temperature test tank at room temperature of 25 °C (77°F)

2

High sensitive thermistor temperature measurement

The advanced temperature sensing technology, aimed at the oral temperature measurement, can be measured in a minute to measure the body temperature

