Medexpro offre une qualité supérieure <u>masques</u> qui peut être imprimé <u>logo</u>. Si vous êtes intéressé, les pls m'interrogent.

Notre <u>masques</u> sont tous les design 3D et il ya six sortes.



Articles clients

Le produit personnalisé lui-même appartient à la particularité. Après avoir confirmé l'échantillon personnalisé, le produit ne peut pas être modifié. Il est suggéré de confirmer l'information avec le service à la clientèle avant la production.



Étapes d'utilisation

Etape 1: sélectionnez la taille correcte du respirateur que vous avez montée.

Étape 2: Placez votre paume dans les boucles de votre respirateur et tassez-la sur votre visage.

Etape 3: Positionner le respirateur pour couvrir le nez et le menton.

Étape 4: avec une main tenant le respirateur, utilisez l'autre main pour placer la première sangle sur la Couronne de la tête (au-dessus des oreilles), puis placez la deuxième sangle sur l'arrière du cou.

Étape 5: en utilisant deux doigts des deux mains, enfoncez la pièce en métal en fonction du contour de votre pont nasal. (ne jamais pincer la pièce en métal!)

Étape 6: avec les deux mains sur le respirateur, expirez fortement pour vérifier la fuite autour de lui.

Étape 7: les fuites sont évidentes lorsque vos cheveux se déplacent pendant la forte expiration. Si vous portez des lunettes, la buée des lunettes indique une fuite.

Étape 8: si une fuite d'air est notée, réglez le respirateur, les sangles et le morceau de nez avant de les tester à nouveau.









