

Medexpro en kaliteli sađlar [maskeleri](#) yazdırılabilir [Logo](#). Eđer ilgileniyorsanız, pls beni sorgulayın.

Bizim [maskeleri](#) Tüm 3D tasarım ve altı çeşit vardır.



Müşteriler öğeleri

Özel ürün kendisine aittir. Özelleştirilmiş örnek onayladıktan sonra ürün deđiştirilemez. Üretimden önce müşteri hizmetleriyle ilgili bilgileri onaylamanız önerilmektedir.

The filtration effect of non oil particulate matter was at least 96.7%

customizable

logo+diagram

Custom items

The custom product itself belongs to the particularity. After confirming the customized sample, the product cannot be changed. It is suggested to confirm the information with the customer service before production.

Kullanım adımları

1. Adım: uygun olan doğru solunum cihazı boyutunu seçin.
- Adım 2: yüzünüzün üzerinde sizin solunum döngüsü ve fincan üzerinden avuç yerleştirin.
- Adım 3: burun ve çene kapsayacak şekilde solunum cihazı konumlandırın.
- Adım 4: bir el solunum cihazı tutarak, diğer taraftan baş taç (kulakların üstündeki) üzerine ilk kayışı yerleştirin, daha sonra boynunun arkasına ikinci kayış yerleştirin.
- Adım 5: İki elin iki parmak kullanarak, burun köprüsü kontur göre metal parça aşağı basın. (asla metal parça çimdik!)
- Adım 6: her iki eliyle solunum üzerinde, etrafında sızıntı kontrol etmek için güçlü nefes.
- Adım 7: kaçak saç güçlü nefes sırasında hareket ettiğinde açıktır. Gözlükleri takarken, camların Fogging sızıntıyı gösterir.
8. Adım: hava sızıntısı belirtilirse, solunum, kayışlar ve burun parçasını tekrar test etmeden önce ayarlayın.

