

Ürün özelliği:

Yüksek hassasiyetli Measurement

Sözlü ölçüm

Süper boyutu LCD çığlık

Buzzer hatırlatma fonksiyonu



Bazal vücut ısısı (BBT) yumurtlama ve yumurtlama günü ile iki evreden oluşur. yumurtlama sonra 1 veya 2 gün sıcaklık yüksek menzile geçer ve orada yaklaşık 2 hafta kalır. Daha sonra regl önce düşer. Bir kişinin BBT değişiklikleri birkaç ay içinde BBT kaydederek anlaşılabilir. BBT kaydetmek için ters tarafta Bazal vücut ısısı grafiğini kopyalayın.

Measure basal temperature, can get the "comfortable pregnancy" time



Basal temperature is referred to Body temperature has not been measured by the effects of exercise or diet.

It is usually the lowest temperature in the body around the day and night, while the basic body temperature of women is usually in the range of 0.3°C-0.5°C.

The cold day before the high temperature period is the ovulation day

Adım.

LCD ekranın yanındaki on/off düğmesine basın. Ekran gösterildiği gibi bir ton sesi duyulur, ardından son bellek sıcaklığı.

Kendini test sıcaklığını gösteren sonra termometre test modunda artık.

* Not: ölçülen sıcaklık 32 °C veya 90 °F azsa, ölçülen sıcaklık 42.9 °C veya 109,9 °F daha yüksekse, LCD yü gösterecektir.

Adım. İstenilen konumda pozisyon termometresi (ağız)

a) sözlü kullanım: "v" pozisyonunda belirtildiği gibi dil altındaki termometreyi yerleştirin. Ağızınızı kapatın ve nefes alınmış/soluk hava ile etkilenmeden ölçümü önlemek için burun aracılığıyla eşit soluk. 35,7 °C ve 37,3 °C arasında normal sıcaklık (96,3 °F ve 99,1 °F)

Adım.

Derece işareti test işlemi boyunca yanıp söner. Yanıp söner durduğunda, bir alarm yaklaşık 10 saniye bip sesi duyulur. Ölçülen okuma aynı anda LCD 'de görünecektir. Sinyal sesi (bip) özel durum olmadan tutulması gerekene kadar minimum ölçüm süresi. Ölçüm, Buzzer bildiriminden sonra bile devam eder. Termometre test pozisyonundan çıkarıldığında görüntülenen sıcaklık değişmez.

Step4.

Pil ömrünü uzatmak için, test tamamlandıktan sonra cihazı kapatmak için açma/kapama düğmesine

basın. Herhangi bir işlem yapılmadığı takdirde, birim around 10 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

Termometreyi koruyucu kılıfında depolayın.

Product information



name	thermometer	range	32—43°C
model	JT002BTS	humidity	-20°C+60°C ≤ 85%RH
detector	thermistor	weight	15g (included battery)
temperature	Four digit display	size	20mm*130mm*13mm
accuracy	±0.05°C (36-39°C) ±0.2°C (32-35.99°C, 39.01-43°C) ±0.1°F (96.8-102.20°F) ±0.4°F (89.6-96.78°F, 102.2-107.6°F)		

Measure in a room temperature test tank at room temperature of 25 °C (77°F)

2

High sensitive thermistor temperature measurement

The advanced temperature sensing technology, aimed at the oral temperature measurement, can be measured in a minute to measure the body temperature

