

Funkce:

Jumbo LCD

Přesnost: ± 0.05 °C (± 0.1 °F)

Horečka alarm

Poslední čtení paměti

Tuhá špička

Indikátor nízkého stavu baterie

Automatické vypnutí

Navrženo pro perorální podání




Pokyny pro uživatele:

1. Stiskněte tlačítko on/off vedle LCD displeje. Jakmile se zobrazí obrazovka, zazní tón a poté poslední teplota paměti.

Po zobrazení vlastní-test teploty, teploměr je nyní v testovacím režimu.

* Poznámka: Pokud je naměřená teplota menší než 32 °C nebo 90 °F, zobrazí se na displeji Lo, pokud je měřená teplota vyšší než 42, 42 °C nebo 109,9 °F, na displeji se zobrazí Hi.




2. Umístěte teploměr do požadovaného umístění (ústa)

a) perorální podání: umístěte teploměr pod jazyk, jak je uvedeno v poloze "v". Uzavřete ústa a rovnoměrně dýchejte nosem, aby se zabránilo měření vlivem vdechnutí/výdechu vzduchu. Normální teplota mezi 35,7 °C a 37,3 °C (96 °F a 99,1 °F)

3.

Znak stupně bliká během procesu testování. Při blikání se zastaví alarm po dobu přibližně 10 sekund. Měřené hodnoty se zobrazí na displeji LCD současně. Minimální doba měření, do které je nutno bez výjimky zachovávat signalizační tón (pípnutí). Měření pokračuje i po oznámení bzučáku. Zobrazená teplota se nezmění, pokud je teploměr odstraněn z jeho testovací polohy.



4.

Chcete-li prodloužit výdrž baterie, stiskněte tlačítko on/off pro vypnutí jednotky po dokončení testování. Není-li provedena žádná akce, přístroj se po around 10 minutách automaticky vypne. Teploměr Uchovávejte v ochranném pouzdře.

