

Features:

Jumbo-LCD

Genauigkeit:  $\pm 0,05 \text{ } ^\circ \text{C}$  ( $\pm 0,1 \text{ } ^\circ \text{F}$ )

Fever Alarm

Arbeitsspeicher des letzten Lesens

Starre Spitze

Indikator für niedrige Batterie

Automatisches Ausschalten

Konzipiert für den oralen Gebrauch




Gebrauchsanweisung:

Schritt 1. Drücken Sie die ein/aus-Taste neben dem LCD-Display. Ein Ton wird wie der Bildschirm zeigt, gefolgt von der letzten Lagertemperatur.

Nach der Anzeige der selbst-Test-Temperatur, ist das Thermometer jetzt im Test-Modus.

\* Hinweis: Wenn die gemessene Temperatur kleiner als  $32 \text{ } ^\circ \text{C}$  oder  $90 \text{ } ^\circ \text{F}$  ist, wird das LCD-Display Lo angezeigt, wenn die gemessene Temperatur höher ist als  $42,9 \text{ } ^\circ \text{C}$  oder  $109,9 \text{ } ^\circ \text{F}$ , wird das LCD-Display Hi angezeigt.




Schritt 2. Positionieren Sie Thermometer in der gewünschten Position (Mund)

(a) orale Verwendung: Platzieren Sie Thermometer unter der Zunge, wie durch "-" Position angegeben. Schließen Sie den Mund und atmen Sie gleichmäßig durch die Nase, um zu verhindern, dass die Messung durch Einatmen/atmet Luft beeinflusst wird. Normale Temperatur zwischen 35,7 ° c und 37,3 ° c (96,3 °F und 99,1 °F)

Schritt 3.

Das Degree Sign blinkt während der Testphase. Wenn das Blinken aufhört, ertönt ein Alarm für ca. 10 Sekunden. Die gemessene Lektüre wird gleichzeitig auf dem LCD-Display angezeigt. Die minimale Messung der Zeit, bis der Signalton (Beep) ohne Ausnahme gepflegt werden muss. Die Messung wird auch nach der Summer-Benachrichtigung fortgesetzt. Die angezeigte Temperatur ändert sich nicht, wenn das Thermometer aus seiner Prüfung entfernt wird.



Schritt 4.

Um die Batteriebensdauer zu verlängern, drücken Sie die ein/aus-Taste, um die Einheit nach Abschluss des Tests zu deaktivieren. Wenn keine Aktion ausgeführt wird, schaltet das Gerät nach around10 Minuten automatisch ab.

Bewahren Sie das Thermometer in seinem schützenden Fall auf.

