

Característica do produto:
Measurement de alta precisão
Medição oral
Grito do LCD do tamanho super
Campainha lembrando função



A temperatura do corpo basal (BBT) consiste em duas fases com o dia da ovulação e mais elevada após a ovulação. 1 ou 2 dias após a ovulação a temperatura desloca-se para a gama alta e fica lá por cerca de 2 semanas. Em seguida, cai antes da menstruação. As mudanças no BBT de uma pessoa podem ser compreendidas gravando o BBT sobre diversos meses.

Copie o gráfico de temperatura do corpo basal no verso para gravar o seu BBT.

Measure basal temperature, can get the "comfortable pregnancy" time



Basal temperature is referred to Body temperature has not been measured by the effects of exercise or diet.

It is usually the lowest temperature in the body around the day and night, while the basic body temperature of women is usually in the range of 0.3°C-0.5°C.

The cold day before the high temperature period is the ovulation day

Passo 1.

Pressione o botão on/off ao lado do display LCD. Um tom soará como a tela mostra, seguido pela última temperatura da memória.

Depois de mostrar a temperatura do auto-teste, o termómetro está agora no modo de teste.

* Nota: se a temperatura medida for inferior a 32 °C ou 90 °F, o LCD irá mostrar lo, se a temperatura medida for superior a 42.9 °C ou 109,9 °F, o LCD irá exibir Hi.

Step2. Termómetro de posição no local desejado (boca)

a) uso oral: Coloque o termómetro a língua conforme indicado na posição √. Feche sua boca e respire uniformemente através do nariz para impedir que a medida seja influenciada pelo ar inalado/exalado. Temperatura normal entre 35,7 °C e 37,3 °C (96.3 °F e 99,1 °F)

Passo.

O sinal de grau pisca durante todo o processo de teste. Quando o piscamento pára um alarme emite um sinal sonoro durante aproximadamente 10 segundos. A leitura medida aparecerá no LCD simultaneamente. O tempo de medição mínimo até que o tom de sinalização (bip) deve ser mantido sem exceção. A medição continua mesmo após a notificação da campainha. A temperatura exibida não será alterada quando o termómetro for removido da posição de teste.

Passo.

Para prolongar a vida útil da bateria, pressione o botão on/off para desativar a unidade após o teste estar completo. Se nenhuma ação for tomada, a unidade será automaticamente desligado após around10 minutos.

Armazene o termômetro em sua caixa protetora.

Product information



name	thermometer	range	32—43°C
model	JT002BTS	humidity	-20°C+60°C≤85%RH
detector	thermistor	weight	15g(included battery)
temperature	Four digit display	size	20mm*130mm*13mm
accuracy	±0.05°C (36-39°C) ±0.2°C (32-35.99°C, 39.01-43°C) ±0.1°F (96.8-102.20°F) ±0.4°F (89.6-96.78°F, 102.2-107.6°F)		

Measure in a room temperature test tank at room temperature of 25 °C (77°F)

2

High sensitive thermistor temperature measurement

The advanced temperature sensing technology, aimed at the oral temperature measurement, can be measured in a minute to measure the body temperature

