

## Ohr und Stirn Baby Thermometer

1. 4 in 1: Ohrmessung, Stirnmessung, Umgebungstemperatur und Uhranzeige.
2. Hintergrundbeleuchtung für einfaches Lesen.
3. Messung beendet in einer Sekunde. Die perfekte Integration von fortgeschrittenen [Infrarot](#) Sensortechnologie und genaue Datenverarbeitung gewährleisten Genauigkeit und Zuverlässigkeit.
4. Alle Funktionen abgeschlossen durch einen Knopf.
5. merkt sich die letzte Lesung.
6. Fieberalarm durch Summer & Symbol.
7. Mit Plastikkasten und Lagerung.

## Ear and Forehead Thermometer



**CE**   **RoHS**   **ISO13485**

### Spezifikation:

Messbereich: 32,0 ° C-42,9 ° C (89,6 ° F-109,2 ° F)

Zugabe:  $\pm 0,2$  ° C / 35,5 ° C-42,0 ° C (95,9 ° F-107,6 ° F)

$\pm 0,3$  ° C / 0,5 ° F 32,0 ° C-35,4 ° C (89,6 ° F-95,7 ° F)

$\pm 0,3$  ° C / 0,5 ° F 42,1 ° C-42,9 ° C (107,8 ° F-109,2 ° F)

Auflösung: 0,1 ° C / 0,1 ° F

Betriebsbedingungen: 10,0 ° C-40,0 ° C (50,0 ° F-104,0 ° F) Feuchtigkeit ≤ 80% nicht kondensierend

Lagerbedingungen: -25,0 ° C-55,0 ° C (-13,0 ° F-131,0 ° F) Feuchtigkeit ≤90% nicht kondensierend

Batterie: D.C.3V 1 × CR2032 Lithiumbatterie

Dimension: 114 mm × 34 mm × 26 mm

Nettogewicht: ca. 50g (einschließlich Batterie)

Verpackungs-info .:

Menge / Karton: 100 Stück

Ctn Größe: 50 \* 34,5 \* 33,5 cm

G.W./Ctn: 12,00 kg

Bemerkungen:


- 1.Casing Farben erhältlich: grün, pink, blau oder angepasst;
- 2.CE0120 und RoHS-konform.
3. Lieferfähigkeit: 20.000 Stück pro Monat.



Is Accurate Measure Temperature  
monitor baby temperature while sleep

Error less than or equal to  $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$

Is accurate measure



**Kontakt:** [sanieleung@dor-medex.com](mailto:sanieleung@dor-medex.com)

**Webseite:** [Thermometerversorger.com](http://Thermometerversorger.com)