

HW-2S Termómetro infrarrojo sin contacto

32 MEMORIA

FUNCIÓN DE ESCANEADO (TIEMPO REAL TEMPERATURA
MODO CUERPO / OBJETOS)

1. Rango para el cuerpo humano: 35.5C-42.9C
2. Rango para el objeto: 0C-118C
3. Pantalla retroiluminada
4. lectura C / F disponible
5. Recuperación automática de la última lectura
6. Apagado automático
7. Indicación del nivel de la batería
8. Ajuste de la desviación: 0C-3.0C
9. Zumbador para alarma de fiebre

Estándar aplicable: EN 12470-5 y ASTM 1965-98

Distancia de medición: 5CM-8CM

Exactitud para el cuerpo humano:

$\pm 0.3 \text{ }^{\circ}\text{C} / 0.5 \text{ }^{\circ}\text{F}$ 35.5-42.9 $^{\circ}\text{C}$ (95.9-107.6 $^{\circ}\text{F}$)

Exactitud por objeto:

$\pm 0.3 \text{ }^{\circ}\text{C} / 0.5 \text{ }^{\circ}\text{F}$ 32.0-35.4 $^{\circ}\text{C}$ (89.6-95.7 $^{\circ}\text{F}$)

Resolución: 0.1 $^{\circ}\text{C} / 0.1 \text{ }^{\circ}\text{F}$

Condición de funcionamiento: 10.0 $^{\circ}\text{C}$ -40.0 $^{\circ}\text{C}$ (50.0 $^{\circ}\text{F}$ -104.0 $^{\circ}\text{F}$)

Humedad \leq 80% sin condensación

Condición de almacenamiento: -25.0 $^{\circ}\text{C}$ -55.0 $^{\circ}\text{C}$ (-13.0 $^{\circ}\text{F}$ -131.0 $^{\circ}\text{F}$)

Humedad \leq 90% sin condensación

Batería: 2 * AA batería

FOUR FUNCTIONS IN ONE

Not only measuring body temperature, more care of the whole family's safety



Measuring body temperature



Measuring water temperature



Test milk temperature



Measuring room temperature

Sitio web:thermometersupplier.com

Contacto: sanieleung@dor-medex.com