

Sağlıklı Güvenlik Respiratörü [Maskeler](#) Toz Polen Alerjileri Grip Mikropları Maskeleri




Özellikler:

İnsan vücudu mühendisliği 3D stereo tasarımı

Çok tabakalı dokunmamış kumaş ve eritilerek şişirilmiş, toplam 4 katman

Alüminyum kemer tutma şekli



Geçerli kapsam

Yağlı olmayan partikülleri korumak için kullanılabilir, bazı organik bileşiklerin kokusunu azaltır. Yağlı olmayan parçacıklar: toz (mineral özelliği, metal tozu toz) polen ve pus.

Hangi ortam hava kirliliği ince parçacık PM 2.5 korumak için kullanılabilir.

Şunun için uygun olamaz:

[Maskeler](#) Oksijen eksikliği olan ortamda oksijen üretmeyin.

unutmayın: Sadece kirleticiler için kullanılabilir, yanlış kullanım hastalığa ve hatta ölüme yol açacaktır.



Kullanım adımları

Aşama 1

Aç [maskelemek](#), burun klipsi dışarı. Onun eller grup tarafında çekilmiş, böylece maske üstündeki burun klasörü.

Adım 2

Maskeyi çeneye koyun.

Aşama 3

Grubu kulağa doğru çekin.

4. adım

Ellerinizi metal burun klipsinin ortasına yerleştirin. Burun ortasından, burun köprüsüne kadar, burnun ortasına kadar.

Adım 5

Çalışma alanına □ Havadaki hava sızıntısını hissedin, burun klipsini yeniden ayarlayın. Eğer çalışma alanı içine hava taşması yapamazsınız.

