

Medexpro poskytuje vysoce kvalitní masky, které lze vytisknout [logo](#). Máte-li zájem, pls dotazování mě.

Naši [masky](#) jsou všechny 3D design a existuje šest druhů.



### **Položky zákazníků**

Vlastní produkt samotný patří do zvláštnosti. Po potvrzení přizpůsobeného vzorku nelze produkt změnit. Doporučuje se před výrobou potvrdit informace se zákaznickým servisem.

The filtration effect of non oil particulate matter was at least 96.7%

customizable

logo+diagram

#### Custom items

The custom product itself belongs to the particularity. After confirming the customized sample, the product cannot be changed. It is suggested to confirm the information with the customer service before production.

### Kroky pro použití

Krok 1: vyberte správnou velikost respirátoru, který jste byli namontováni.

Krok 2: Umístěte dlaně přes smyčky vašeho respirátor a pohár ji přes obličej.

Krok 3: Umístěte respirátor na pokrytí nosu a brady.

Krok 4: s jednou rukou drží respirátor, použijte druhou stranu umístit první popruh na temeno hlavy (nad uši), pak umístěte druhý popruh na zadní straně krku.

Krok 5: pomocí dvou prstů obou rukou, stiskněte dolů kovový kus podle obrysu vašeho nosu mostu. (nikdy špetka kovový kus!)

Krok 6: s oběma rukama přes respirátor, výdech silně kontrolovat únik kolem něj.

Krok 7: únik je evidentní, když se vaše vlasy pohybuje během silné výdechu. Pokud nosíte brýle, zamlžení brýlí indikuje netěsnost.

Krok 8: je-li zjištěna netěsnost vzduchu, upravte respirátor, popruhy a nos kus před zkouškou znovu.

