

Medexpro poskytuje špičkovou kvalitu [masky](#) které lze vytisknout **logo**. Máte-li zájem, pls dotazování mě.

Naši [masky](#) jsou všechny 3D design a existuje šest druhů.



Položky zákazníků

Vlastní produkt samotný patří do zvláštnosti. Po potvrzení přizpůsobeného vzorku nelze produkt změnit. Doporučuje se před výrobou potvrdit informace se zákaznickým servisem.

The filtration effect of non oil particulate matter was at least 96.7%

customizable



Custom items

The custom product itself belongs to the particularity. After confirming the customized sample, the product cannot be changed. It is suggested to confirm the information with the customer service before production.

Kroky pro použití

Před uvedením masky proveďte hygienu rukou.

Zvolte správnou velikost masky a ujistěte se, že nejsou žádné vady.

1. Držte VT103 v dlani s hlavicí na dosah ruky, pověsit ušní popruhy volně pod rukou.

2. Umístěte 103v pod bradu s hlavicí nahoru.

Zatímco držíte VT103 na místě, vytáhněte dva popruhy přes každé ucho.

3. a pak vytáhněte obruč na jiný popruh, aby to na místě na krku.

4. Pokud máte dlouhé vlasy, popruh musí být umístěn pod vlasy.

Umístěte VT103 nízko na nose.

5. pomocí obou rukou, plísňě hlavicí na tvar nosu tím, že tlačí dolů a ven.

Při pohybu prstů po obou stranách hlavicí.

6. proveďte kontrolu lícování umístěním obou rukou přes masku.

Dávejte pozor, abyste nenarušili pozici a vydechnete ostře.

Pokud se rozteče kolem nosu, upravte hlavicí tak, jak je popsáno v kroku 5.

Pokud se vzduch na okrajích masky nevrací, nastavte pásy zpět po stranách hlavy.

Proveďte kontrolu vhodnosti znovu, pokud je provedena úprava.



