

Respirátor pro ochranu zdraví [Masky](#) Allergenové prachové alergeny Masky chřipkových bakterií




Funkce:

Konstrukce lidského těla 3D stereo design

Vícevrstvá netkaná textilie a meltblown, celkem 4 vrstvy

Tvar držení hliníkového pásu



Použitelný rozsah

lze použít k ochraně neolejových částic, ke snížení zápachu některých organických sloučenin. Neolejové částice: prach (minerální vlastnosti, kovový prach z prachových vláken), pyl a opar. Které mohou být použity k ochraně znečištění ovzduší jemnými částicemi PM 2.5.

Nemůže být vhodný pro:

[Respirátory](#) nevytvářejí kyslík, ne v prostředí s nedostatkem kyslíku.

nezapomeňte: mohou být použity pouze pro znečišťující látky, nesprávné použití povede k nemoci nebo dokonce ke smrti.



Kroky pro použití

krok 1

Otevři [maska](#), nos klip out.Both ruce byly vytaženy straně kapely, tak, aby složka nosu nad maskou.

krok 2

Dejte masku na bradu.

krok 3

Vytáhněte pás k uchu.

krok 4

Umístěte ruce uprostřed kovové nosní klipky. Od středu nosu po status quo, dokud nedosáhnete mostu nosu.

krok 5

Do pracovního prostoru, pocit úniku vzduchu z nosu, byste měli znovu nastavit nosovou sponu. Pokud se domníváte, že do pracovního prostoru nemůže dojít k přepadu vzduchu.

