

6 HLASOVÁNÍ JAZYKŮ (EN / FR / PL / ES / TR / CN)

32 MEMORY

FUNKCE SKENOVÁNÍ (REÁLNÍ ČAS [TEPLOTA](#)
[TĚLO](#)/ REŽIM OBJEKTŮ

1. Rozsah pro lidské tělo: 35.5C-42.9C
2. Rozsah pro objekt: 0C-118C
3. Podsvícený displej
4. K dispozici je čtení C / F
5. Automatické stažení posledního čtení
6. Automatické vypnutí
7. [Indikátor stavu baterie](#)
8. Nastavení odchylek: 0C-3.0C
9. Bzučák pro alarm horečky

Platná norma: EN 12470-5 a ASTM 1965-98

Měřicí vzdálenost: 5CM-8CM

Přesnost pro lidské tělo:

$\pm 0,3\text{ }^{\circ}\text{C}$ / $0,5\text{ }^{\circ}\text{F}$ 35,5-42,9 $^{\circ}\text{C}$ (95,9-107,6 $^{\circ}\text{F}$)

Přesnost objektu:

$\pm 0,3\text{ }^{\circ}\text{C}$ / $0,5\text{ }^{\circ}\text{F}$ 32,0-35,4 $^{\circ}\text{C}$ (89,6-95,7 $^{\circ}\text{F}$)

Rozlišení: 0,1 $^{\circ}\text{C}$ / 0,1 $^{\circ}\text{F}$

Provozní podmínky: 10,0 $^{\circ}\text{C}$ - 40,0 $^{\circ}\text{C}$ (50,0 $^{\circ}\text{F}$ - 104,0 $^{\circ}\text{F}$)

Vlhkost $\leq 80\%$ bez kondenzace

Skladovací podmínky: -25,0 $^{\circ}\text{C}$ -55,0 $^{\circ}\text{C}$ (-13,0 $^{\circ}\text{F}$ -131,0 $^{\circ}\text{F}$)

Vlhkost $\leq 90\%$ bez kondenzace

Baterie: 2 * baterie AA





Webová stránka: thermometersupplier.com

E-mail: sanieleung@dor-medex.com