

HW-2S Bezkontaktní infračervený teploměr

32 MEMORY

FUNKCE SKENOVÁNÍ (REÁLNÍ ČAS TEPLOTA
REŽIM BODY / OBJEKTŮ)

1. Rozsah pro lidské tělo: 35.5C-42.9C
2. Rozsah pro objekt: 0C-118C
3. Podsvícený displej
4. K dispozici je čtení C / F
5. Automatické stažení posledního čtení
6. Automatické vypnutí
7. Indikátor stavu baterie
8. Nastavení odchylek: 0C-3.0C
9. Bzučák pro alarm horečky

Platná norma: EN 12470-5 a ASTM 1965-98

Měřicí vzdálenost: 5CM-8CM

Přesnost pro lidské tělo:

$\pm 0,3 \text{ } ^\circ\text{C} / 0,5 \text{ } ^\circ\text{F}$ 35,5-42,9 $^\circ\text{C}$ (95,9-107,6 $^\circ\text{F}$)

Přesnost objektu:

$\pm 0,3 \text{ } ^\circ\text{C} / 0,5 \text{ } ^\circ\text{F}$ 32,0-35,4 $^\circ\text{C}$ (89,6-95,7 $^\circ\text{F}$)

Rozlišení: 0,1 $^\circ\text{C} / 0,1 \text{ } ^\circ\text{F}$

Provozní podmínky: 10,0 $^\circ\text{C}$ - 40,0 $^\circ\text{C}$ (50,0 $^\circ\text{F}$ - 104,0 $^\circ\text{F}$)

Vlhkost $\leq 80\%$ bez kondenzace

Skladovací podmínky: -25,0 $^\circ\text{C}$ -55,0 $^\circ\text{C}$ (-13,0 $^\circ\text{F}$ -131,0 $^\circ\text{F}$)

Vlhkost $\leq 90\%$ bez kondenzace

Baterie: 2 * baterie AA

FOUR FUNCTIONS IN ONE

Not only measuring body temperature, more care of the whole family's safety



Measuring body temperature



Measuring water temperature



Test milk temperature



Measuring room temperature

Webová stránka: thermometersupplier.com

Kontakt: sanieleung@dor-medex.com