

Medexpro bietet hochwertige Masken, die gedruckt werden können [Logo](#). Wenn Sie interessiert sind, pls Anfrage mich.

Unsere [Masken](#) sind alle 3D-Design und es gibt sechs Arten.



## Kunden Artikel

Das eigene Produkt selbst gehört zur Besonderheit. Nach der Bestätigung der angepassten Probe kann das Produkt nicht mehr geändert werden. Es wird vorgeschlagen, die Informationen mit dem Kundendienst vor der Produktion zu bestätigen.

The filtration effect of non oil particulate matter was at least 96.7%

customizable



#### Custom items

The custom product itself belongs to the particularity. After confirming the customized sample, the product cannot be changed. It is suggested to confirm the information with the customer service before production.

### Schritte für die Verwendung

Schritt 1: Wählen Sie die richtige Atem Beatmungs Größe, die Sie montiert wurden.

Schritt 2: Legen Sie Ihre Handfläche durch die Schlaufen ihrer Atemschutzmaske und Tasse es über Ihr Gesicht.

Schritt 3: Positionieren Sie das Atemschutzgerät, um die Nase und das Kinn zu bedecken.

Schritt 4: mit einer Hand, die das Atemschutzgerät hält, verwenden Sie die andere Hand, um den ersten Riemen auf die Krone des Kopfes (über den Ohren) zu setzen, dann legen Sie den zweiten Riemen auf die Rückseite des Halses.

Schritt 5: mit zwei Fingern beider Hände, drücken Sie das Metallstück nach der Kontur Ihrer Nasenbrücke. (niemals das Metallstück kneifen!)

Schritt 6: mit beiden Händen über das Atemschutzgerät, Ausatmen stark auf Leckage um ihn herum zu überprüfen.

Schritt 7: Leckage ist offensichtlich, wenn Ihr Haar bewegt sich während der starken ausatmen.

Wenn das Tragen von Gläsern, Nebeln der Gläser zeigen Leckage.

Schritt 8: Wenn ein Luftaustritt festgestellt wird, stellen Sie das Atemschutzgerät, die Riemen und das Nasenstück vor dem erneuten Testen ein.

