


Gesunde Sicherheits-Atenschutzmaske [Masken](#) Staub Pollen Allergene Grippe Keime Masken



Eigenschaften:
3D-Stereo-Design des menschlichen Körpers
Multilayer-Vliesstoff und Meltblown, insgesamt 4 Schichten
Aluminium Gürtel Halt Form



Anwendbarer Umfang

kann verwendet werden, um nicht ölige Partikel zu schützen, den Geruch einiger organischer Verbindungen zu reduzieren.

Nicht ölige Partikel: Staub (mineralische Eigenschaft, Staubstaub) Pollen und Dunst.

Welche kann verwendet werden, um Umweltverschmutzung Feinstaub PM 2,5 zu schützen.

Kann nicht geeignet sein für:

[Respiratoren](#) produzieren Sie keinen Sauerstoff, nicht in sauerstoffarmer Umgebung.

denken Sie daran: Kann nur für Schadstoffe verwendet werden, die falsche Verwendung führt zu Krankheit oder sogar zum Tod.



Schritte für die Verwendung

Schritt 1

Öffne das [Maske](#), Nasenklammer heraus. Beide Hände wurden seitlich vom Band gezogen, so dass die Nasenmappe über der Maske lag.

Schritt 2

Setzen Sie die Maske gegen das Kinn.

Schritt 3

Ziehe das Band ans Ohr.

Schritt 4

Legen Sie Ihre Hände in die Mitte des Nasenbügels. Von der Nasenmitte bis zum Nasenrücken.

Schritt 5

In den Arbeitsbereich, Fühlen Sie das Luftaustritt aus der Nase, sollte die Nasenklemme nachjustieren. Wenn Sie fühlen, dass kein Luftüberlauf in den Arbeitsbereich gelangen kann.

