

6 SPRACHEN STIMME (EN / FR / PL / ES / TR / CN)

32 Erinnerung

SCAN-FUNKTION (ECHTZEIT [TEMPERATUR](#)

[KAROSSERIE](#)/ OBJEKTE-MODUS

1. Reichweite für den menschlichen Körper: 35,5C-42,9C

2. Bereich für Objekt: 0C-118C

3. Hintergrundbeleuchtetes Display

4. C / F lesen verfügbar

5. Automatischer Abruf des letzten Lesevorgangs

6. Automatische Abschaltung

7. [Batterieanzeige](#)

8. Abweichungseinstellung: 0C-3.0C

9. Summer für Fieberalarm

Anwendbare Norm: EN 12470-5 und ASTM 1965-98

Messabstand: 5CM-8CM

Genauigkeit für den menschlichen Körper:

$\pm 0,3 \text{ } ^\circ\text{C} / 0,5 \div 35,5\text{-}42,9 \text{ } ^\circ\text{C} (95,9\text{-}107,6 \text{ } \text{‰})$

Genauigkeit für Objekt:

$\pm 0,3 \text{ } ^\circ\text{C} / 0,5 \div 32,0\text{-}35,4 \text{ } ^\circ\text{C} (89,6\text{-}95,7 \text{ } \text{‰})$

Auflösung: $0,1 \text{ } ^\circ\text{C} / 0,1 \text{ } ^\circ\text{F}$

Betriebsbedingungen: $10,0 \text{ } ^\circ\text{C}\text{-}40,0 \text{ } ^\circ\text{C} (50,0 \text{ } ^\circ\text{F}\text{-}104,0 \text{ } ^\circ\text{F})$

Feuchtigkeit $\leq 80\%$ nicht kondensierend

Lagerbedingung: $-25,0 \text{ } ^\circ\text{C}\text{-}55,0 \text{ } ^\circ\text{C} (-13,0 \text{ } ^\circ\text{F}\text{-}131,0 \text{ } ^\circ\text{F})$

Feuchtigkeit $\leq 90\%$ nicht kondensierend

Batterie: 2 * AA Batterie





Webseite: Thermometerversorger.com

E-Mail: sanieleung@dor-medex.com