

Medexpro bietet qualitativ hochwertige Masken, die gedruckt werden können **Logo**. Wenn Sie interessiert sind, bitte fragen Sie mich.

Unser [Masken](#) sind alle 3D-Design und es gibt sechs Arten.




Professioneller Hersteller von [Maske](#) mit genug auf Lager.

## **Kunden Artikel**

Das kundenspezifische Produkt selbst gehört zu der Besonderheit. Nach der Bestätigung der kundenspezifischen Probe kann das Produkt nicht geändert werden. Es wird empfohlen, die

Informationen mit dem Kundendienst vor Produktion zu bestätigen.



## Schritte für die Verwendung

### Schritt 1

Öffne das [Maske](#), Nasenklammer heraus. Beide Hände wurden seitlich vom Band gezogen, so dass die Nasenmappe über der Maske lag.

### Schritt 2

Setzen Sie die Maske gegen das Kinn.

### Schritt 3

Ziehe das Band ans Ohr.

### Schritt 4

Legen Sie Ihre Hände in die Mitte des Nasenbügels. Von der Nasenmitte bis zum Nasenrücken.

### Schritt 5

In den Arbeitsbereich, Fühlen Sie das Luftaustritt aus der Nase, sollte die Nasenklemme nachjustieren. Wenn Sie fühlen, dass kein Luftüberlauf in den Arbeitsbereich gelangen kann.

