

Termómetro para bebés de oreja y frente

1. 4 en 1: medición de la oreja, medición de la frente, temperatura ambiente y visualización del reloj.
2. Retroiluminado para facilitar la lectura.
3. La medición terminó en un segundo. La integración perfecta de avanzada [infrarrojo](#) la tecnología de detección y la informática precisa garantizan su precisión y fiabilidad.
4. Todas las funciones completadas por un botón.
5. Memoriza la última lectura.
6. Alarma de fiebre por zumbador y & icono.
7. Con estuche de plástico y almacenamiento.

Ear and Forehead Thermometer



CE **RoHS** **ISO13485**

Especificación:

Rango de medición: 32.0 ° C-42.9 ° C (89.6 ° F-109.2 ° F)

Tolerancia: ± 0.2 ° C / 0.4 ° F 35.5 ° C-42.0 ° C (95.9 ° F-107.6 ° F)

± 0.3 ° C / 0.5 ° F 32.0 ° C-35.4 ° C (89.6 ° F-95.7 ° F)

± 0.3 ° C / 0.5 ° F 42.1 ° C-42.9 ° C (107.8 ° F-109.2 ° F)

Resolución: 0.1 ° C / 0.1 ° F

Condición de funcionamiento: 10.0 ° C-40.0 ° C (50.0 ° F-104.0 ° F) Humedad≤80% sin condensación

Condición de almacenamiento: -25.0 ° C-55.0 ° C (-13.0 ° F-131.0 ° F) Humedad≤90% sin condensación

Batería: batería de litio D.C.3V 1 × CR2032

Dimensión: 114 mm × 34 mm × 26 mm

Peso neto: Approx.50g (incluida la batería)

Información de embalaje .:

Cantidad / ctn: 100pcs

Tamaño de Ctn: 50 * 34.5 * 33.5cm

G.W./Ctn: 12.00kgs

Observaciones:

Colores 1.Casing disponibles: verde, rosa, azul o personalizado;

2.CE0120 y RoHS obediente.


Capacidad 3.Supply: 20,000pcs por mes.



IS Accurate Measure Temperature
monitor baby temperature while sleep

Error less than or equal to $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$

Is accurate measure



Contact: sanieleung@dor-medex.com

Sitio web: thermometersupplier.com