

6 IDIOMAS VOZ (EN / FR / PL / ES / TR / CN)

32 MEMORIA

FUNCIÓN DE ESCANEADO (TIEMPO REAL [TEMPERATURA CUERPO](#)/ MODO OBJETOS

1. Rango para el cuerpo humano: 35.5C-42.9C
2. Rango para el objeto: 0C-118C
3. Pantalla retroiluminada
4. lectura C / F disponible
5. Recuperación automática de la última lectura
6. Apagado automático
7. [Indicación del nivel de batería](#)
8. Ajuste de la desviación: 0C-3.0C
9. Zumbador para alarma de fiebre

Estándar aplicable: EN 12470-5 y ASTM 1965-98

Distancia de medición: 5CM-8CM

Exactitud para el cuerpo humano:

± 0.3 °C / 0.5 °F 35.5-42.9 °C (95.9-107.6 °F)

Exactitud por objeto:

± 0.3 °C / 0.5 °F 32.0-35.4 °C (89.6-95.7 °F)

Resolución: 0.1 ° C / 0.1 ° F

Condición de funcionamiento: 10.0 ° C-40.0 ° C (50.0 ° F-104.0 ° F)

Humedad≤80% sin condensación

Condición de almacenamiento: -25.0 ° C-55.0 ° C (-13.0 ° F-131.0 ° F)

Humedad≤90% sin condensación

Batería: 2 * AA batería





Sitio web: thermometersupplier.com

Correo electrónico: sanieleung@dor-medex.com