

Contenido del producto:

- 1 [Termómetro](#)
- 1 manual del propietario
- 1 cubierta BBT
- 1 caja de almacenamiento
- 1 caja de regalo
- 5 cubiertas de sonda



contenido del producto

Termómetro electrónico médico 1

Después de que el período menstrual comenzó a probarse, [termómetro](#) se puso debajo de la lengua todas las mañanas después de despertarse, y el tiempo se calculó después de escuchar el timbre. Saque la lectura después de 3 minutos

especificaciones del producto

Registre el uso, los métodos de limpieza y las precauciones del producto; El registro de temperatura se puede usar para medir la temperatura de los datos después de cada uso.

caja de almacenaje

Después de usar el producto, limpie el termómetro con agua limpia o alcohol, luego guárdelo en la caja receptora



The basal body temperature of ovulation

Cannot ignore temperature changes

washable
The thermometer probe is washable

High-Precision
Exactly two decimal places

high quality
High sensitive
resistance temperature measurement

MEDEXPRO

MEDEXPRO

35.5

MEDEXPRO

3

superioridad del producto

Pantalla numérica de alta precisión

(Prepárese para 2 decimales y muestre una temperatura más precisa)

Pantalla grande + función de memoria

(Registre los datos de medición de la última vez, conveniente antes y después de la comparación)

Materiales saludables y ecológicos

(El material del material antibacteriano, el área de medición de la temperatura se puede lavar, más higiénico)

Medición de temperatura de termistor de alta sensibilidad

(Tecnología avanzada de detección de temperatura, medición rápida de temperatura)

La abeja humanizada Ming pide [medición de temperatura](#)

(El zumbador solicita una lectura de 3 minutos para garantizar que los datos de medición sean más precisos)