

Medexpro proporciona de calidad superior [máscaras](#) que se pueden imprimir **logo**. Si usted está interesado, la investigación de los pls yo.

Nuestras máscaras son todo el diseño 3D y hay seis clases.



Artículos de clientes

El producto personalizado en sí pertenece a la particularidad. Después de confirmar la muestra personalizada, el producto no puede ser cambiado. Se sugiere confirmar la información con el servicio de atención al cliente antes de la producción.

The filtration effect of non oil particulate matter was at least 96.7%

customizable



Custom items

The custom product itself belongs to the particularity. After confirming the customized sample, the product cannot be changed. It is suggested to confirm the information with the customer service before production.

Pasos para el uso

Paso 1

Abra la máscara, el clip de la nariz hacia fuera. Ambas manos fueron tiradas del lado de la venda, de modo que la carpeta de la nariz sobre la máscara.

Paso 2

Pon la máscara contra la barbilla.

Paso 3

Tire de la banda a la oreja.

Paso 4

Coloque las manos en el centro de la pinza metálica para la nariz. Desde el centro de la nariz por el status quo, hasta cerca del puente de la nariz.

Paso 5

En el área de trabajo, sienta la fuga de aire de la nariz, debe re-ajustar el clip de la nariz. Si no se siente ningún desbordamiento de aire puede entrar en el área de trabajo.

