

thermomètre pour bébé oreille et front

1. 4 en 1: mesure d'oreille, mesure de front, température ambiante et affichage d'horloge.
2. rétro-éclairé pour une lecture facile.
3. Mesure terminée en une seconde.L'intégration parfaite de pointe [infrarouge](#) La technologie de détection et l'informatique précise garantissent la précision et la fiabilité.
4. Toutes les fonctions complétées par un bouton.
5. Mémorise la dernière lecture.
6. Alarme de fièvre par buzzer & icône.
7. Avec le boîtier en plastique et le stockage.

Ear and Forehead Thermometer



CE **RoHS** **ISO13485**

Spécification:

Plage de mesure: 32,0 ° C-42,9 ° C (89,6 ° F-109,2 ° F)

Provision: $\pm 0,2$ ° C / $0,4$ ° F 35,5 ° C-42,0 ° C (95,9 ° F-107,6 ° F)

$\pm 0,3$ ° C / 32,0 ° C à 35,4 ° C (89,6 ° F à 95,7 ° F)

$\pm 0,3$ ° C / 42,1 ° C à 42,9 ° C (107,8 ° F à 109,2 ° F)

Résolution: 0.1 ° C / 0.1 ° F

Condition de fonctionnement: 10.0 ° C-40.0 ° C (50.0 ° F-104.0 ° F) Humidité≤80% sans condensation

Conditions de stockage: -25,0 ° C-55,0 ° C (-13,0 ° F-131,0 ° F) Humidité≤90% sans condensation

Batterie: D.C.3V 1 × CR2032 batterie au Lithium

Dimension: 114mm × 34mm × 26mm

Poids net: environ 50g (y compris la batterie)

Informations d'emballage

Quantité / ctn: 100pcs

Ctn taille: 50 * 34.5 * 33.5 cm

G.W./Ctn: 12.00kgs

Remarques:

Couleurs 1.Casing disponibles: vert, rose, bleu ou adapté aux besoins du client;


2.CE0120 et RoHS conforme.

Capacité 3.Supply: 20.000pcs par mois.



Error less than or equal to $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$

Is accurate measure



Contact: sanieleung@dor-medex.com

Site Internet: thermometersupplier.com