

Contenu du produit:

- 1 [Thermomètre](#)
- 1 Manuel du propriétaire
- 1 couverture BBT
- 1 cas de stockage
- 1 boîte-cadeau
- 5 capots de sonde



contenu du produit

Thermomètre électronique médical 1

Après la période menstruelle a commencé à être testé, le [thermomètre](#) a été mis sous la langue tous les matins après le réveil, et le temps a été calculé après avoir entendu le buzzer. Sortez la lecture après 3 minutes

spécification de produit

Enregistrer l'utilisation, les méthodes de nettoyage et les précautions du produit; L'enregistrement de température peut être utilisé pour mesurer la température des données après chaque utilisation.

boîte de rangement

Une fois le produit utilisé, nettoyez le thermomètre avec de l'eau claire ou de l'alcool, puis rangez-le dans la boîte de réception.

The basal body temperature of ovulation

Cannot ignore temperature changes



washable
The thermometer
probe is washable

High-Precision
Exactly two
decimal places

high quality
High sensitive
resistance temperature
measurement

supériorité du produit

Affichage numérique haute précision

(Préparer à 2 décimales et montrer une température plus précise)

Affichage grand écran + fonction de mémoire

(Enregistrer les données de mesure de la dernière fois, pratique avant et après la comparaison)

Matériaux sains et respectueux de l'environnement

(Le matériau du matériau antibactérien, la zone de mesure de la température peut être lavé, plus hygiénique)

Mesure de température à thermistance sensible élevée

(Technologie avancée de détection de température, mesure rapide de la température)

L'abeille humanisée Ming invite à [mesure de température](#)

(Le buzzer demande une lecture de 3 minutes pour s'assurer que les données de mesure sont plus précises)