

termometro per bambini dell'orecchio e della fronte

1. 4 in 1: misurazione dell'orecchio, misurazione della fronte, temperatura ambiente e visualizzazione dell'orologio.
2. Retroilluminato per una facile lettura.
3. La misurazione è terminata in un secondo. La perfetta integrazione di avanzato [infrarosso](#) la tecnologia di rilevamento e il calcolo accurato garantiscono la precisione e l'affidabilità.
4. Tutte le funzioni completate da un pulsante.
5. Memorizza l'ultima lettura.
6. Allarme febbre da cicalino e & icona.
7. Con custodia in plastica e custodia.

Ear and Forehead Thermometer



CE **RoHS** **ISO13485**

Specifica:

Intervallo di misurazione: 32,0 ° C-42,9 ° C (89,6 ° F-109,2 ° F)

Indennità: $\pm 0,2$ ° C / $0,4$ ° F 35,5 ° C-42,0 ° C (95,9 ° F-107,6 ° F)

$\pm 0,3$ ° C / $0,5$ ° F 32,0 ° C-35,4 ° C (89,6 ° F-95,7 ° F)

$\pm 0,3$ ° C / $0,5$ ° F 42,1 ° C-42,9 ° C (107,8 ° F-109,2 ° F)

Risoluzione: 0,1 ° C / 0,1 ° F

Condizioni operative: 10,0 ° C-40,0 ° C (50,0 ° F-104,0 ° F) Umidità ≤ 80% senza condensa

Condizioni di stoccaggio: -25,0 ° C-55,0 ° C (-13,0 ° F-131,0 ° F) Umidità ≤ 90% senza condensa

Batteria: batteria al litio D.C.3V 1 × CR2032

Dimensione: 114mm × 34mm × 26mm

Peso netto: circa 50 g (batteria inclusa)

Informazioni di imballaggio .:

Qtà / ctn: 100 pezzi

Dimensioni Ctn: 50 * 34,5 * 33,5 cm

G.W./Ctn: 12.00kgs

Osservazioni:

1. Colori disponibili: verde, rosa, blu o personalizzati;


2.CE0120 e RoHS.

Capacità 3. Supply: 20.000 pezzi al mese.



Error less than or equal to $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$

Is accurate measure



Contatto: sanieleung@dor-medex.com

Sito web: thermometersupplier.com