

termômetro do bebê da orelha e da testa

1. 4 em 1: medição da orelha, medição da testa, temperatura ambiente e exibição do relógio.
2. Retroiluminado para facilitar a leitura.
3. Medição terminada em um segundo. A integração perfeita de avançado [infravermelho](#) A tecnologia de sensoriamento e a computação precisa garantem precisão e confiabilidade.
4. Todas as funções completadas por um botão.
5. Memoriza a última leitura.
6. Alarme de febre por campainha & ícone.
7. Com caixa de plástico e armazenamento.

Ear and Forehead Thermometer



CE **RoHS** **ISO13485**

Especificação:

Faixa de medição: 32.0 ° C-42.9 ° C (89.6 ° F-109.2 ° F)

Provisão: $\pm 0,2$ ° C / $0,4$ ° F 35,5 ° C-42,0 ° C (95,9 ° F-107,6 ° F)

$\pm 0,3$ ° C / $0,5$ ° F 32,0 ° C-35,4 ° C (89,6 ° F-95,7 ° F)

$\pm 0,3$ ° C / $0,5$ ° F 42,1 ° C-42,9 ° C (107,8 ° F-109,2 ° F)

Resolução: 0,1 ° C / 0,1 ° F

Condição de operação: 10.0 ° C-40.0 ° C (50.0 ° F-104.0 ° F) Umidade≤80% sem condensação

Condição de armazenamento: -25.0 ° C-55.0 ° C (-13.0 ° F-131.0 ° F) Umidade≤90% sem condensação

Bateria: D.C.3V 1 × CR2032 bateria de lítio

Dimensão: 114mm × 34mm × 26mm

Peso líquido: Aprox.50g (incluindo bateria)

Informação da embalagem .:

Qtde / ctn: 100 pcs

Tamanho Ctn: 50 * 34.5 * 33.5 cm

G.W./Ctn: 12.00kgs

Observações:

Cores 1.Casing disponíveis: verde, cor-de-rosa, azul ou personalizado;


2.CE0120 e RoHS complacente.

Capacidade 3.Supply: 20.000pcs por o mês



Error less than or equal to $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$

Is accurate measure



Contato: sanieleung@dor-medex.com

Local na rede Internet: thermometersupplier.com