

Medexpro fornece a qualidade superior [máscaras](#) que pode ser impressa **logotipo**. Se você está interessado, o inquérito dos pls mim.

Nossas máscaras são todo o projeto 3D e há seis tipos.



### **Itens de clientes**

O produto personalizado em si pertence à particularidade. Depois de confirmar a amostra personalizada, o produto não pode ser alterado. Sugere-se que confirme as informações com o serviço ao cliente antes da produção.

The filtration effect of non oil particulate matter was at least 96.7%

customizable



#### Custom items

The custom product itself belongs to the particularity. After confirming the customized sample, the product cannot be changed. It is suggested to confirm the information with the customer service before production.

### Etapas para uso

#### Passo 1

Abra a máscara, corte o nariz. Ambas as mãos foram puxadas lado da banda, de modo que a pasta do nariz acima da máscara.

#### Passo 2

Coloque a máscara contra o queixo.

#### Passo 3

Puxe a banda para a orelha.

#### Passo 4

Coloque as mãos no meio do grampo do nariz metálico. Do meio do nariz pelo status quo, até perto da ponte do nariz.

#### Passo 5

Na área de trabalho, sentir o vazamento de ar do nariz, deve ser re-ajustar o grampo do nariz. Se você não sentir nenhum estouro de ar pode entrar na área de trabalho.

