

Medexpro fornece máscaras de alta qualidade que podem ser impressas **logotipo**. Se você estiver interessado, pls me perguntar.

Nosso [máscaras](#) são todos design 3D e existem seis tipos.




Fabricante profissional de [mascarar](#) com bastante em estoque.

Itens de clientes

O produto personalizado em si pertence à particularidade. Após a confirmação da amostra personalizada, o produto não pode ser alterado. É sugerido para confirmar as informações com o

serviço ao cliente antes da produção.



Etapas para uso

passo 1

Abra o [mascarar](#), o clipe do nariz para fora. Ambas as mãos foram puxadas para o lado da banda, de modo que a pasta do nariz acima da máscara.

passo 2

Coloque a máscara contra o queixo.

etapa 3

Puxe a faixa para o ouvido.

Passo 4

Coloque as mãos no meio do clipe de nariz de metal. A partir do meio do nariz pelo status quo, até perto da ponte do nariz.

passo 5

Na área de trabalho, Sinta o vazamento de ar do nariz, deve ser re-ajustar o clipe nasal. Se você sentir nenhum excesso de ar pode entrar na área de trabalho.

