

термометр для уха и лоб

1. 4 в 1: измерение уха, измерение лба, температура окружающей среды и отображение часов.
2. Задняя подсветка для удобства чтения.
3. Измерение завершено за одну секунду. Идеальная интеграция продвинутых [инфракрасный](#) чувствительная технология и точные вычисления обеспечивают ее точность и надежность.
4. Все функции завершены одной кнопкой.
5. Запоминает последнее чтение.
6. Тревога лихорадки звуковым сигналом и усилителем; значок.
7. С пластиковым корпусом и хранением.

Ear and Forehead Thermometer



CE **RoHS** **ISO13485**

Спецификация:

Диапазон измерений: 32,0 ° C-42,9 ° C (89,6 ° F-109,2 ° F)

Допуск: $\pm 0,2$ ° C / $0,4$ ° F 35,5 ° C-42,0 ° C (95,9 ° F-107,6 ° F)

$\pm 0,3$ ° C / $0,5$ ° F 32,0 ° C-35,4 ° C (89,6 ° F-95,7 ° F)

$\pm 0,3$ ° C / $0,5$ ° F 42,1 ° C-42,9 ° C (107,8 ° F-109,2 ° F)

Разрешение: 0,1 ° C / 0,1 ° F

Условия эксплуатации: 10,0 ° C-40,0 ° C (50,0 ° F-104,0 ° F) Влажность≤80% без конденсации

Условия хранения: -25,0 ° C-55,0 ° C (-13,0 ° F-131,0 ° F) Влажность≤90% без конденсации

Аккумулятор: D.C.3V 1 × CR2032 литиевая батарея

Размер: 114 мм × 34 мм × 26 мм

Вес нетто: около 50 г (включая аккумулятор)

Информация о упаковке:

Qty / ctn: 100шт.

Размер Ctn: 50 * 34,5 * 33,5 см

G.W./Ctn: 12.00kgs


Примечания:

- 1.Casing имеющиеся цвета: зеленый цвет, пинк, синь или подгоняно;
- 2.CE0120 и RoHS.
3. Возможность поставки: 20 000 штук в месяц.



Error less than or equal to $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$

Is accurate measure



контакт: sanieleung@dor-medex.com

Веб-сайт: thermometersupplier.com