

Содержание продукта:

1 [Термометр](#)

1 Руководство пользователя

1 BBT Cover

1 Чехол для хранения

1 коробка подарков

5 зондов



## содержание продукта

Медицинский электронный термометр 1

После того, как менструальный период начал испытываться, [термометр](#) после утреннего пробуждения укладывался под язык, и время было рассчитано после прослушивания зуммера. Выньте показания через 3 минуты

спецификации продукта

Запишите использование, методы очистки и меры предосторожности продукта; Запись температуры может быть использована для измерения температуры данных после каждого использования.

коробка для хранения

После использования продукта очистите термометр чистой водой или спиртом, затем сохраните его в приемной коробке

The basal body temperature of ovulation

Cannot ignore temperature changes

washable  
The thermometer probe is washable

High-Precision  
Exactly two decimal places

high quality  
High sensitive  
resistance temperature measurement

превосходство продукта

Высокоточный цифровой дисплей

(Подготовьте до 2 десятичных знаков и покажите более точную температуру)

Большой экран + функция памяти

(Запишите данные измерений в последний раз, удобные до и после сравнения )

Здоровые и экологически чистые материалы

(Материал антибактериального материала, область измерения температуры можно мыть, более гигиенично)

Высокочувствительное измерение температуры термистора

(Расширенная технология измерения температуры, быстрое измерение температуры)

Пчелиная Минская гуманизация предлагает [измерение температуры](#)

(Зуммер запрашивает трехминутное считывание, чтобы обеспечить более точные данные измерений)