


Özellikleri:

İnsan vücudu Mühendisliği 3D stereo tasarım

Çok katmanlı Dokumasız Kumaş ve Meltblown, toplam 4 kat

Alüminyum kayış tutma şekli

4 layers protection



Kullanım adımları

Adım 1

Maskeyi aç, burnunu kırp. Her iki el bandın tarafında çekildi, böylece maskenin üstündeki burun klasörü.

Adım 2

Maskeyi çeneye koy.

Adım 3

Bandı kulağına çek.

Adım 4

Ellerinizi metal burun klbinin ortasına yerleştirin. Burun köprüsüne yakın olan statükonun ortasından.

Adım 5

Çalışma alanına burnundan hava kaçağı hissedin, burun klbinini yeniden ayarlamanız gerekir. Eğer hiçbir hava taşması çalışma alanı girebilirsiniz düşünüyorsanız.



Kullanım aralığı

olmayan yağlı parçacıkları korumak için kullanılabilir, bazı organik bileşiklerinin kokusunu azaltmak.

Yağlı olmayan partiküller: toz (mineral özelliği, metalik toz elyaf tozu) polen ve Haze

Hangi çevre hava kirliliği ince partikül am 2,5 korumak için kullanabileceğiniz

Uygun olamaz:

Solunum cihazı oksijen üretmez, oksijen eksikliği ortamında değil

Guard your family and your health

Prevention of UV rays Cool and comfortable

Suitable for a variety of occasions

