

NW-4 Бесконтактный инфракрасный термометр

1. Неконтактный для температуры лба / температуры молока / [комнатная температура](#)
2. Диапазон для человеческого тела: 35,5 ° C-42,9 ° C
3. Диапазон для объекта: 0 ° C-118 ° C
4. Дисплей с подсветкой
5. Автовывбор последнего показания
6. Автоматическое отключение
7. Индикация уровня заряда батареи
8. Настройка отклонения: 0 ° C-3,0 ° C
9. Сигнал высокой температуры
10. Легкая операция

Применимый стандарт: EN 12470-5 и ASTM 1965-98

Расстояние измерения: 1CM-2CM

Точность для человеческого тела:

± 0,2 ° C 35,5-42,0 ° C ± 0,3 ° C 42,1-42,9 ° C

Точность для объекта: ± 1 ° C 0-118 ° C

Разрешение: 0,1 ° C

Условия эксплуатации: 10,0 ° C-40,0 ° C

Влажность ≤ 80% без конденсации

Условия хранения: -25,0 ° C-55,0 ° C

Влажность ≤ 90% без конденсации

Батарея: батарея 2 * AAA Размеры: 41 мм * 40 мм * 152 мм

Вес нетто: пригл. 108 г (включая батарею)



Информация о упаковке:

Каждый в ящике с пластиковым лотком

Qty / ctn: 60pcs / ctn

G.W./ctn: 12KG

Размер Ctn: 56 * 39 * 33 см

Примечания:

MOQ: 1000PCS

Время выполнения: 25 ~ 30 дней


CE0499 и RoHS

Возможность поставки: 20 000 штук в месяц.



Error less than or equal to $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$

Is accurate measure



Контактное лицо: sanieleung@dor-medex.com

Веб-сайт: thermometersupplier.com