

## HW-4 Berührungsloses Infrarot-Thermometer

1. Nicht-Kontakt für Stirn Temperatur / Milchtemperatur / [Zimmertemperatur](#)
2. Bereich für den menschlichen Körper: 35,5 ° C-42,9 ° C
3. Bereich für Objekt: 0 ° C-118 ° C
4. Hintergrundbeleuchtetes Display
5. Automatischer Abruf des letzten Lesevorgangs
6. Automatische Abschaltung
7. Batterieanzeige
8. Abweichungseinstellung: 0 ° C-3,0 ° C
9. Hochtemperaturalarm
10. Einfache Bedienung

Anwendbare Norm: EN 12470-5 und ASTM 1965-98

Messabstand: 1CM-2CM

Genauigkeit für den menschlichen Körper:

$\pm 0,2 \text{ } ^\circ\text{C}$  35,5-42,0  $^\circ\text{C}$   $\pm 0,3 \text{ } ^\circ\text{C}$  42,1-42,9  $^\circ\text{C}$

Genauigkeit für das Objekt:  $\pm 1 \text{ } ^\circ\text{C}$  0-118  $^\circ\text{C}$

Auflösung: 0,1  $^\circ\text{C}$

Betriebsbedingungen: 10,0  $^\circ\text{C}$ -40,0  $^\circ\text{C}$

Feuchtigkeit  $\leq 80\%$  nicht kondensierend

Lagerbedingung: -25,0  $^\circ\text{C}$ -55,0  $^\circ\text{C}$

Feuchtigkeit  $\leq 90\%$  nicht kondensierend

Batterie: 2 \* AAA Batterie Abmessungen: 41mm \* 40mm \* 152mm

Nettogewicht: ca.108g (einschließlich Batterie)




Verpackungs-info .:  
Jeder in einer Clor-Box mit Plastikschale  
Qty / ctn: 60pcs / ctn  
G.W./ctn: 12 kg  
Ctn Größe: 56 \* 39 \* 33CM  
Bemerkungen:  
MOQ: 1000PCS  
Vorlaufzeit: 25 ~ 30 Tage  
CE0499 und RoHS-konform  
Lieferfähigkeit: 20.000 Stück pro Monat.



Error less than or equal to  $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$

Is accurate measure



Kontakt: [sanieleung@dor-medex.com](mailto:sanieleung@dor-medex.com)  
Webseite: [Thermometerversorger.com](http://Thermometerversorger.com)