

6 ЯЗЫКОВЫЙ ГОЛОС (EN / FR / PL / ES / TR / CN)

32 ПАМЯТИ

ФУНКЦИЯ СКАНИРОВАНИЯ (РЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ [ТЕМПЕРАТУРА](#)
[ТЕЛО](#)/ РЕЖИМ ОБЪЕКТОВ

1. Диапазон для человеческого тела: 35,5 ° C-42,9 ° C

2. Диапазон для объекта: 0C-118C

3. Дисплей с подсветкой

4. Доступно чтение C / F

5. Автовыбор последнего показания

6. Автоматическое отключение

7. [Индикация уровня заряда батареи](#)

8. Настройка отклонения: 0C-3.0C

9. Зуммер для предупреждения о лихорадке

Применимый стандарт: EN 12470-5 и ASTM 1965-98

Расстояние измерения: 5CM-8CM

Точность для человеческого тела:

± 0,3 ° C / 0,5 ° F 35,5-42,9 ° C (95,9-107,6 ° F)

Точность для объекта:

± 0,3 ° C / 0,5 ° F 32,0-35,4 ° C (89,6-95,7 ° F)

Разрешение: 0,1 ° C / 0,1 ° F

Условия эксплуатации: 10,0 ° C-40,0 ° C (50,0 ° F-104,0 ° F)

Влажность ≤ 80% без конденсации

Условия хранения: -25,0 ° C-55,0 ° C (-13,0 ° F-131,0 ° F)

Влажность ≤ 90% без конденсации

Батарея: батарея 2 * AA





Веб-сайт: thermometersupplier.com

Электронная почта: sanieleung@dor-medex.com